

Sterile SatPax® 1000 Presaturated

COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS

- Celulosa / Poliéster (no tejido) y presaturado con el alcohol isopropílico al 70%
- Irradiación Gamma y esterilidad validada a un nivel del aseguramiento de esterilidad de 10^{-6} de acuerdo con el ANSI/AAMI/ISO American National Standards and European Standards EN1174 y la EN552.
- Doblado en "C", Humedad constante en todo el empaque.
- Con sistema de resello en la etiqueta para tomarlos individualmente, previniendo la evaporación.
- Su empaque plano permite un almacenaje fácil y reducen el posible derrame.
- Certificado de esterilidad en cada lote, con consulta disponible por Internet de: número de lote, Fecha de la fabricación y cantidad de la irradiación.
- Ideal en áreas estériles, donde la exclusión microbiana es requerida.

USOS

- Para la limpieza del equipo exterior.
- Para limpiar y preparar la cristalería y los frascos.
- Limpieza en general.

ESTADISTICAS BASE (DATOS PROMEDIO)

Peso (g/m ²)	54.9
Espesor (µm)	211
Fibras (/cm ²)	190
Partículas (0,5µm) (tension biaxial) (x10 ³ /cm ²)	21
Absorvencia (cc/m ²)	NA
Absorvencia específica (cc/g)	NA
Tiempo para absorción (seg)	NA

Removibles:	
H ₂ O (%)	0.070
2-Propanol (%)	0.043
Ions (ppm):	
Na ⁺	NA
K ⁺	NA
Ca ⁺⁺	NA
Mg ⁺⁺	NA

PRESENTACIONES

Catalogo	Tamaño	Cantidad
SSP1000.001.24	9x9	Paquete c/30 piezas



Distribuido por:

García Martín 19
28224 Pozuelo, Madrid
T: 917 091 540 | ventas@anade.com
anade.com