

Sprint H-100

Detergente desinfectante clorado para limpieza hospitalaria

Descripción

Sprint H-100 es un detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y poder desinfectante de suelos, paredes, maderas, lavabos y duchas de ámbito hospitalario. La formulación de **Sprint H-100** le confiere una gran estabilidad al contenido de hipoclorito, que unido a su alta concentración le hace especialmente adecuado para todos los ambientes en limpieza hospitalaria.

Producto con efecto bactericida y fungicida.

Ventajas

- Elimina la suciedad y los focos de gérmenes
- Altamente concentrado y de gran estabilidad
- No deja residuos
- A las dosis recomendadas de uso, **Sprint H-100** no produce olores y / o emanaciones molestas
- Puede utilizarse sobre acero inoxidable
- **Sprint H-100** puede ser utilizado en todo tipo de suelos (no tratados con emulsiones) y todo tipo de superficies lavables: paredes, inodoros, lavabos, duchas, ...


Modo de Empleo

Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del "doble cubo". Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. No necesita aclarado.

Dosificación

	Dosis de uso	Tª
Zonas de riesgo bajo	1 pulsación en 10L. de agua (267ppm. Cl ₂).	Ambiente
Zonas de riesgo medio	2 pulsaciones en 10L. de agua (534ppm. Cl ₂).	Ambiente
Zonas críticas	4 pulsaciones en 10L. de agua (1068ppm. Cl ₂).	Ambiente

* Cada pulsación del dosificador equivale a 30ml. de producto.



Sprint H-100

Advertencias

Uso por personal especializado. Aplicar en ausencia de personas. No entrar en el recinto desinfectado hasta haber transcurrido como mínimo 1h.

Desechar la solución empleada después de cada utilización.

Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido transparente de color amarillo.
- pH-puro: >12,5.
- pH-en uso: 11,4 (solución al 1%).

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases peligrosos (cloro).

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Información Microbiológica

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1275, **Sprint H-100** presenta actividad fungicida a las concentraciones de 2 y 4 g/L en 15 minutos de contacto.

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1040, **Sprint H-100** presenta actividad bactericida a las concentraciones de 0,5, 1 y 2 g/L en 1 minutos de contacto.

Registro

Nº Registro en la AEMPS: 482-DES.

Diversey España,S.L.

C/Tirso de Molina, 40

WTC Almeda Park

08940 Cornellà de Llobregat

(Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602

www.diversey.com

Rev. 04/09

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com